

# OKLUZIJSKI SPRAY / OCCLUSION-SPRAY OKKLUSIONSSPRAY / ОККЛЮЗИОННЫЙ СПРЕЙ ОККЛЮЗИОНДЫ СПРЕЙ



n-buthane

<b>REF 092</b>	<input type="checkbox"/>	75 ml	rdeč / red / rot / červení / crveni / красные / қызыл
<b>REF 093</b>	<input type="checkbox"/>	75 ml	zelen / green / grün / zelení / zeleni



75 ml ə



**SI OKLUZIJSKI SPRAY** - Za označbo kontaktnih točk med pomerjanjem in umeščanjem protetičnih izdelkov v zobotehničnem laboratoriju in ordinaciji. Enostavno doziranje barvnega pigmenta filma, ki se ga popolnoma odstrani z vodo. Določ pranje dobro pretefri in pršilno glavo naravnati na rdečo piko na robu ventila. Markirano površino pršiti iz razdalje ca 2 do 3 cm, kontaktne točke so vidne takoj. Po raziskavi na osnovi LSG so surovine za izdelavo markerjev uporabne v prehrabnene namene. Ozonu prijazen, brez CFC.

**GB OCCLUSION SPRAY** - For marking the points of contact on prothetic and crowns items. Colour pigment film easy to use, completely removable with water. Shake well before use. Spray the appropriate section at a distance of about 2-3 cm! According to examinations based on the German LSG (food law), all the applied material is nontoxic. Filled with environmentally friendly propellants.

**D OKKLUSIONSSPRAY** - Zum Markieren der Kontaktpunkte während des Anpassens oder Einlegens prothetischer Arbeiten im Dentallabor und der Zahnarztpraxis. Leicht zu dosierender Farbpigmentfilm, mit Wasser rückstandlos entfernbar. Dose vor Gebrauch gut schütteln und Sprühkopf auf den roten Punkt am Ventilrand ausrichten. Aus einer Entfernung von ca. 2-3 cm die zu markierende Fläche einsprühen. Kontaktpunkte werden sofort sichtbar. Nach Untersuchung auf Grundlage des LSG sind die verwendeten Markierungsstoffe lebensmittelecht. Ozonfreundlich, ohne CFC.

**CZ OKLUZISPRAV** - Okluziprav - používáme pro zjištění bodu kontaktu mezi protetičnými výrobky a antagonisty nebo mezi protetičnými výrobky a nosnými pilíři, jak v ordinaci, tak v laboratorii. Otsah nádobky před použitím promícháme předepřáním, stisknutím rasprašovače nastříkáme ze vzdálenosti 2-3 cm slabouvrstvou pigmentu. Při dotyku s antagonistou vidíme označený bod kontaktu. Nanášení barevného pigmentu je jednoduché a snadno se po použití odstraní vodou. Barevný pigment je vyroben na bázi potravinářských barviv. Nepoškozuje ozon - bez freonů.

**HR OKLUZIJSKI SPRAY** - Za označevanje kontaktnih točaka u tijeku mjerenja i namještanja protetičnih izradaka u zobotehničkom laboratoriju i ordinaciji. Jednostavno doziranje filma obokluzivnog pigmentom, koji se u potpunosti može odstraniti vodom. Druzi prije uporabe dobro pretefri i glavu za prskanje namjestiti na crvenu točku na robu ventila. Označenu površinu prskati sa razdalje 02 do 3 cm, a kontaktne tačke se vide odmah. Nakon istraživanja na temelju LSG sirovine za izradu markera mogu se upotrijebiti i u prehrambene svrhe. Ozonsko prijatan, bez CFC.

**RUS OKKLUZIYONNIY SPREY** - предназначен для обозначения контактных точек во время измерения и установки протезов в зубоэстетическом кабинете и в зуботехнической лаборатории. Очень простая дозировка цветного пигмента-пленки, который полностью устраняется водой. Перед использованием дозы необходимо потрести и брызгающую головку установить на красную точку на краске клапана. Обозначенную поверхность брызгать на расстоянии от 2-3 см, контактные точки видны сразу. После исследования на основании LSG сырья для изготовления маркеров можно применять в пищевой промышленности. Спрей биогигиеничный озон, без CFC.

**SK OKKLUZIYONNIY SPREY** - Tis tekuchlak zerkhatsasnda žane tis drogiprščn kabintinde protedzardze vostrit žane ornament kzeinde baylanıs nuktelerin belgelnye arnalgan. Sımen tolyğanın ketpeltin, tustı plınen-pigmentin ete ženel dozasy. Koldanu aldında dozasy şağartıñ žane şaşyrtatıñn žağın klapanın şetinde kıyzıl nuktelen ornalgıñ. Belgelñ betkeıde 2-3 cm araqshıyrtıñda şaşyrtıñ. Belgelñ nuktelerin bızde kerdıñde. LSG nızgıñde şeretteñde soñ şıkkıztan markerlerdi žasay uñın azıñ enerkıyabıñde koldanuğa boladı. Sprey ozonğa kuyısın, CFC-sız.

**SI: NEVARNO** Zelo lahko vnetljiv aerosol./Hranljivo ločeno od vročine/ isker/odprtega ognja/vročih površin. - Kajenje prepovedano/Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru žigja./Posoda je toplo tlakom: ne preklanjajte ali sežgajte je nili, ko je prazna./Zaščiti pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte temperaturam nad 50°C/122°F.

**GB: DANGER** Extremely flammable aerosol/Keep away from heat/ sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking/Do not spray on an open flame or other ignition source./Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use./Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.

**D: GEFAHR** Extrem entzündbares Aerosol./Von Hitze/Funken/Offener Flamme/heissen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen/Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen./Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung./Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.

**CZ: NEBEZPEČNĚ** Extrémně hořlavý aerosol./Chraňte před teplem/iskrami/otevřeným plamenem/horkým povrchy. - Zakaz kouření./Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů záření./Tlakový obal: nepropíchněte nebo nespalujte ani po použití./Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.

**HR: KINJALNO** Ekstremno opasljivo aerosolno sredstvo./Mokraj od vrućine/otvorenih plameničkih površina. - Zakaživanje pušenja./Ne prskajte u otvoreni vat ili druge izvore zračenja./Tlačni spremnik: ne probušite ni nakon upotrebe./Zaštita od sunčeve svjetlosti. Ne izpostavljajte temperaturama iznad 50°C/122°F.

**RU: PERICOL** Aerosol extrem de inflamabil. /Se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe incinse. - Fumutați interzis./Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere./Recipient sub presiune. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. /A se proteja de lumină solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/122°F.

**RUS: ОПАСНО** Легко воспламеняющийся аэрозоль./Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. - Не курить./Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения./Место находится под давлением: не протыкать и не сжигать, даже после использования./Беречь от солнечных лучей. Не подвергать воздействию температур выше 50°C/122°F.

**KZ: КИНЖАЛТИ** Тес өрттенді азерол./Жылудан/ушқандан/ ашық оттан/ ыстық беткейлерден сақтау. - Шылым шекпеу!/Ашық оттан немесе өрттендің басқа кездеріндін жәнедә шашыртатпай/ Ыдыс ішінде қызыл бар: қолданғаннан соң тесуе және жақтау/ Қиғн сауелеріннен сақтау. 50°C/122°F жоғары температуралына шалдықтырмау.

Made in Slovenia