

TERMONOŽ

REF 0605

HR

1. Područje upotrebe

Termonož je električni uređaj za modeliranje u dentalnom laboratoriju s širokim područjem primjene.

2. Prednosti

Jednostavan za upotrebu, moćan, uvijek spreman

3. Tehnički podaci

Prikjučak	230 V, 50/60 Hz
osigurač	0,16 A
Ekstrakcija kapaciteta na max. temperaturi	8 W
Grijač	napetost 6 V/5 W, kabel 1,2 m
Raspon temperature	30–250°C slobodna regulacija stupnjeva
Funkcionalna signalizacija	osvijetljen pregibni prekidač
Vanjske dimenzije	širina = 120 mm, dubina = 80 mm, visina = 60 mm
težina	0,8 kg
kabel sa sigurnosnim utikačem	1,5 m

4. Opis

Termonož je kompaktni, moćan uređaj za ručno modeliranje s grijanim vrhom. Mehanička radna temperatura omogućuje modeliranje voska bez napetosti.Temperaturata za vrijeme upotrebe je uvijek konstantna. Kontrola temperature pokriva područje od 30°C do 250°C. Drška s ručkom od pluta dobar je izolator te jamči sigurno držanje pri modeliranju.

4.1 Uključivanje

Kada izvadite novi uređaj iz kutije, odmah provjerite eventualna oštećenja tijekom transporta. Ako primijetite oštećenje, odmah vratite uređaj proizvođaču. Postavite uređaj na određeno mjesto. Kada provjerite odgovarajući napon s podacima navedenim na pločici uređaja, priključite uređaj na mrežu. Stavite utikač u utičnicu.

4.2 Upotreba

4.2.1 Upravljanje

Instrumenti za modeliranje lako se mijenjaju. Kad je uređaj isključen, u hladnom stanju možete ih zamijeniti ručno. Tijekom rada instrumenti se mogu zamijeniti s posebnim hvataljkama (klještima), koji su otporni na temperaturu do 250°C.

Pazite na opekline! Uređaj uključite preklopnim prekidačem. Zeleno svjetlo na prekidaču signalizira da je uređaj spreman za upotrebu. Željenu radnu temperaturu namjestite na okretnom kotačiću. Grijani vrh tada je spreman za upotrebu.

4.2.2 Otklanjanje pogrešaka

Ukoliko se instrumenti za modeliranje ne zagrijavaju, elektronika ne funkcionira ili unatoč zamjeni grijačeg tijela uređaj ne daje željene rezultate; obratite se ovlaštenom servisu koji će pronaći i ukloniti grešku na uređaju.

4.3 Održavanje

Održavanje čistoće uređaja je vrlo važno. Popravak uređaja mora se obaviti u ovlaštenom servisnom centru.

Za pogreške pri neprofesionalnom popravljivanju tvrtka Interdent ne odgovara. Jamstvo uređaja je 12 mjeseci i ne vrijedi ukoliko uređaj upotrebljavate za druge svrhe osim opisanih u ovoj uputi, te u slučaju popravka uređaja od strane ne ovlaštenog servisa.

5. Sigurnosne mjere

Opasnost od opekline postoji u izravnom kontaktu vrha za modeliranje i vrućeg instrumenta u području grijanja. Kada se grijani instrument ne upotrebljava, mora uvijek biti postavljen u držač. Postoji opasnost od požara pri nekontroliranom odlaganju grijanog instrumenta. Rad s uređajem može obavljati samo educirana osoba. Uređaj se ne smije upotrebljavati na ljudima.

6. Sadržaj isporuke

REF 0605 Termonož uređaj	1 kos
REF 0606 Modelirni instrument nožić	1 kos
REF 0607 Modelirni instrument šilo	1 kos
REF 0608 Modelirni instrument sonda tanka 0,5 mm	1 kos
REF 0609 Modelirni instrument sonda srednja 1,0 mm	1 kos
REF 0617 Drška s ručkom od pluta	1 kos

7. Dodatna oprema uz nadoplatu

REF 0610 Modelirni instrument, nožić manji
REF 0611 Modelirni instrument, nožić manji, poprečni
REF 0612 Modelirni instrument, s udubljenjem
REF 0613 Modelirni instrument, otvarač, lijevi, 0,5 mm
REF 0614 Modelirni instrument, otvarač, lijevi, 1,0 mm
REF 0615 Modelirni instrument, sonda super tanka-pozlaćena 0,3 mm
REF 0618 Držač od pluta

8. Jamstvo -12 mjeseci

Naše upute i preporuke za uporabu temelje se na našim vlastitim iskustvima. Upotreba uređaja za bilo koju drugu svrhu je na vašu vlastitu odgovornost. Vrhunsku kvalitetu proizvoda zajamčena je i testirana.



SI - 3000 CELJE · Opekarniška cesta 26 · T: +386 (0)3 425-62-00
F: +386 (0)3 425-62-10 · E:info@interdent.cc · www.interdent.cc

уполномоченную сервисную службу, пригласить работника, который найдет и устранил повреждение.

4.3 Обслуживание

Поддерживание чистоты прибора очень важно. Наладку прибора всегда производит уполномоченная сервисная служба. За ошибки, допущенные неуполномоченным сервисом, Interdent не несет ответственности. Гарантия на прибор выдается сроком на 1 год и не действительна, если прибор использовался для иных целей чем это указано в инструкциях и в случае, если прибор налаживал не уполномоченный сервисный работник.

5 Меры предосторожности

Опасность ожогов при прямом соприкосновении с наконечником и горячей зоной инструмента. Если инструмент не используется, то он должен быть вставлен в держатель. Если нагревательный инструмент не вставлен в держатель и безконтрольно оставлен включенным на столе, то существует опасность в возникновении пожара. Ремонт и какие либо операции может выполнять только уполномоченный работник сервиса.

6 Содержание поставки

REF 0605 ТЕРМОНОЖ аппарат	1 шт
REF 0606 Моделировочный инструмент шпатель	1 шт
REF 0607 Моделировочный инструмент шило	1 шт
REF 0608 Моделировочный инструмент с тонким остриём 0,5мм	1 шт
REF 0609 Моделировочный инструмент с остриём средним 1,0мм	1 шт
REF 0617 Ручка с пробковой обшивкой	1 шт

7 За доплату

REF 0610 Моделировочный инструмент, небольшой ножичек
REF 0611 Моделировочный инструмент, больший ножичек, поперечный
REF 0612 Моделировочный инструмент, с углублением
REF 0613 Моделировочный инструмент открывашка, левая, 0,5 мм
REF 0614 Моделировочный инструмент, открывашка, левая, 1,0 мм
REF 0615 Моделировочный инструмент, остриё супер-тонкое-твердое 0,3 мм
REF 0618 Пробковый держатель

8 Гарантия

Наши инструкции и рекомендации для использования обоснованы на нашем собственном опыте. Использование аппарата для других целей под свою ответственность. Безупречное качество нашей продукции проверено и загарантировано.



SI - 3000 CELJE · Opekarniška cesta 26 · T: +386 (0)3 425-62-00
F: +386 (0)3 425-62-10 · E:info@interdent.cc · www.interdent.cc

Proizvod je varen za uporabo v standardnih pogojih. Vsaka sprememba proizvoda, ki ni odobrena s strani proizvajalca, razveljavlja to izjavo. Product is safe in standard conditions. Any change of the product that is not approved by producer, reveals this declaration. Mesto in datum izdaje: Celje dne 21.11.2012 Place and dateof issue: Celje, 21. 11. 2012

Odgovorna oseba:
Responsible person:
Igor Grudnik, inž. elektr.

Direktor:
Director:
Špela Zagožen Krsnik, univ. dipl. oec

IZJAVA O SKLADNOSTI DECLARATION OF CONFORMITY

Interdent d.o.o., Opekarniška cesta 26, SI -3000 Celje s polno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek, naveden v tej izjavi skladen z navedenimi EU smernicami
We Interdent d.o.o., Opekarniška cesta 26, SI–3000 Celje declare that products below are in accordance with EU directives

Naziv izdelka: Električni nožek za modeliranje z voskom
Name of the product: Electrical knife for waxing up.

Tip: Termonož
Type: Thermoknife

Upoštevane EU smernice:
EU directives:

- EU – nizkonapetostna smernica: 73/23 EEC, 2006/95/EC
EU – low voltage directive: 73/23/ EEC, 2006/95/EC
- EU – smernica za elektromagnetno združljivost: 2004/108/EC
EU – directive for electromagnetic compatibility: 2004/108/EC
- EU – smernice za izgradnjo strojev: 2006/42/EC
EU – directive for machine construction: 2006/42/EC

Testne metode po standardih:

Test methods according standards

- EN61000–3–2 ed. 3:2006 +A1:2010 +A2:2010
- EN61000–3–3 ed. 2:2009
- EN61010–1:2003, EN61010–2–10 ed. 2:2004
- EN55011 ed. 2: 2007, EN 55011 ed. 3:2010
- EN ISO 12100–1,2 A1. 2004

Standart kvalitete: ISO 9001: 2008
Quality standard: ISO 9001:2008

GARANCIJSKI LIST ZA ARTIKEL WARRANTY FOR PRODUCT REF.: 0605

Izdelek / Product:

Serijska številka / Serial number:

Datum prodaje / Date of sale:

Žig in podpis prodajalca / Signature of the seller:

Garancijska izjava / Warranty declaration:

- Izdelek bo v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

The product will work flawless during the warranty period if being administered in accordance with its purpose and the instructions provided

- Garancijska doba traja 12 mesecev od dneva prodaje. Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na proizvodu, če boste le-to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno opravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Proizvod, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podajljali garancijski rok.

Warranty period expires after 12 months from purchase day. At your request we will repair failure or defects on the product, if you will report it within the warranty period. Failure will be resolved free of charge within 45 days from the date of failure report. The product, which will not be repaired within this deadline, will be, at your request, replaced with a new one. We will extend the warranty period for the time the product was being repaired.

- Veljavnost garancije dokazujete s potrjenim garancijskim listom in original računom. Validity of the warranty should be proofed by certified warranty card and original invoice



SI - 3000 CELJE · Opekarniška cesta 26 · T: +386 (0)3 425-62-00
F: +386 (0)3 425-62-10 · E:info@interdent.cc · www.interdent.cc

Garancija preneha veljati:

- Če v aparat posega nepooblaščen oseba / If an unauthorized person interferes into the device
- Če niso upoštevana priložena navodila za uporabo / If provided instructions for use are not being considered
- Če je izdelek mehansko poškodovan / If the device is being mechanically injured
- Če so vgrajeni neoriginalni rezervni deli / If the unoriginal spare parts are being build in



SI - 3000 CELJE · Opekarniška cesta 26 · T: +386 (0)3 425-62-00
F: +386 (0)3 425-62-10 · E:info@interdent.cc · www.interdent.cc