

CC DISK PMMA PINK is made out of PMMA with pigments. It is used in CAD/CAM milling machines for making highly esthetic dentures.

It can be used for immediate load implant denture or long term provisional denture in combination with acrylic denture teeth. Denture is designed in CAD Software. 5- axes milling machine is required to reach undercuts. Acrylic artificial teeth are attached on denture base with PMMA resin or light curing composite material with proper primer.

**Indications:**

- for production of base for total prostheses
- for immediate load implant denture or long term provisional denture in combination with acrylic denture teeth.

**Intended users:** Product is intended to be used by professionals – dental technicians.

**Patient selection criteria:** Totally or partially edentulous patients.

**TECHNICAL INFORMATION**

Flexural strength: 114 MPa

Vickers hardness: 26.6

E-modulus: 2771 MPa

Residual monomer: < 1%

Diameter of the discs: 94-100 mm

Thickness of the discs: 25 - 30 mm;

Colour: pink

**Final safety notes:** When processing and polishing particles are produced, therefore it is recommendable to use protective gloves and protective masks with filters FFP1.

**Warning:** In very rare cases, a patient may develop an allergy to PMMA . For selecting suitable material the Dentist is responsible.

**Side effects:** In very rare cases, a patient may develop an allergy to PMMA. For selecting suitable material the Dentist is responsible.

**Notice:** Any serious incident, that has occurred in relation to the device must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

**Storage:** Store at room temperature.

**Warranty!**

Whether given verbally, in writing or by practical instructions, our recommendations for use are based upon our own experience and trials and can only be considered as standard values. Our products are subject to further development. Therefore alterations in construction and composition are reserved.

**Manufacturer:**

OPEKARNIŠKA CESTA 026, SI – 3000 CELJE

tel: +386/34256200; fax: +386/34256210

e-mail: [info@interdent.cc](mailto:info@interdent.cc); [www.interdent.cc](http://www.interdent.cc)

Version 02-2024

Date: 15.05.2024

CC DISK PMMA PINK je narejen iz PMMA s pigmenti. Uporablja se v CAD/CAM rezkalnih strojih za izdelavo visoko estetskih protez.

Uporablja se lahko za rezkanje baz totalnih protez, parcialnih protez ter začasnih protez pri takojšnji obremenitvi zobnih implantatov. Zobna proteza je zasnovana v programski opremi CAD in izdelana s 5-osnim rezkalnim strojem. Akrilatni umetni zobje so pritrjeni na osnovo proteze s PMMA smolo ali svetlobno polimerizirajočim kompozitnim materialom.

Indikacije:

- za rezkanje baz totalnih protez, parcialnih protez
- za izdelavo začasnih protez pri takojšnji obremenitvi zobnih implantatov

Predvideni uporabniki: Izdelek je namenjen profesionalnim uporabnikom – zobotehnikom.

Merila za izbor pacientov: Popolnoma ali delno brez zobni pacienti.

## TEHNIČNE INFORMACIJE

Upogibna trdnost: 114 MPa

Trdota po Vickersu: 26,6

E-modul: 2771 MPa

Preostala monomera: < 1%

Premer diskov: 94-100 mm

Debelina diskov: 25 - 30 mm;

Barva: roza

Varnostno opozorilo: Pri obdelavi in poliranju nastanejo delci, zato je priporočljiva je uporaba zaščitnih rokavic in zaščitne maske s filtri FFP1.

Opozorilo: V zelo redkih primerih lahko bolnik razvije alergijo na PMMA. Za izbiro ustreznega materiala je odgovoren zobozdravnik.

Stranski učinki: V zelo redkih primerih lahko bolnik razvije alergijo na PMMA. Za izbiranje za primeren material je odgovoren zobozdravnik.

Obvestilo: Vsak resen incident, ki se je zgodil v zvezi z napravo, je treba prijaviti proizvajalcu in pristojnemu organu države članice, v kateri ima uporabnik in/ali bolnik sedež.

Shranjevanje: Hraniti pri sobni temperaturi.

Garancija!

Ne glede na to, ali so dana ustno, pisno ali s praktičnimi navodili, naša priporočila za uporabo temeljijo na naših lastnih izkušnjah in poskusih in jih je mogoče obravnavati le kot standardne vrednosti. Naši izdelki so predmet nadaljnjega razvoja. Zato so pridržane spremembe v konstrukciji in sestavi.

Proizvajalec:



OPEKARNIŠKA CESTA 026, SI – 3000 CELJE

tel: +386/34256200; fax: +386/34256210

e-mail: [info@interdent.cc](mailto:info@interdent.cc); [www.interdent.cc](http://www.interdent.cc)

Verzija 02-2024

Datum: 15.05.2024