

Scanspray

ZA EKSTRAORALNO UPORABO, NA PRIPRAVLJENIH MODELIH IN ODTISIH PRED SKENIRANJEM. / FOR EXTRAORAL USE, ON PREPARED MODELS AND IMPRESSIONS PRIOR TO SCANNER EXPOSURE. / ДЛЯ ВНЕРОТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НА ПОДГОТОВЛЕННЫХ МОДЕЛЯХ И ОТТИСКАХ ПЕРЕД СКЕНИРОВАНИЕМ.

1

Površina za nanos mora biti čista in suha. / The surface to be sprayed must be clean and dry. / Поверхность для нанесения должна быть чистой и сухой.



Pred uporabo dozo dobro pretresite, približno 1 min., tako da jasno slišite kroglice v notranjosti. / Before use, shake can well for approx. 1 min. so that you can clearly hear the beads inside. / Перед использованием тщательно встряхните баллон в течении приблизительно 1-й минуты, чтобы отчетливо слышать шарики внутри.



Dozo držite čim bolj pokončno in razpršite tanko plast na površino, ki jo želite skenirati (z razdalje približno 15 cm v in kratkem času cca. 1 sek.). / Hold the can as upright as possible and spray a thin layer onto the surface to be scanned (from a distance of approx. 15 cm in short sprays approx. 1 sec.). / Держите баллон максимально вертикально, и распылите тонкий слой на сканируемую поверхность (с расстояния примерно 15 см короткими распылениями приблизительно по 1 сек.)

SL-Nevarno - Zelo lahko vnetljiv aerosol. / Povzročijo lahko draženje oči. / Lahko povzročijo zaspanost ali omotico. / Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpoke kože. / Hramiti ločeno od vročine / isker / odprtga ognja / vročih površin. Kajejeme prepovedano. / Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. / Posoda je pod tlakom: ne pretukajteje ali sežigajte je nili. / ko je prazna. / Nositi zaščitne rokavice / zaščitno oblačilo / zaščito za oči / zaščito za obraz. / Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. / PARIŠTIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti / sledi vsa konaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo / prho. / Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalno zakonodajo.

EN-Danger - Extremely flammable aerosol. / Causes serious eye irritation. / May cause drowsiness or dizziness. / Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. / Keep away from heat / sparks / open flames / hot surfaces. - No smoking / Do not spray on an open flame or other ignition source. / Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. / Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C / 122°F. / Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. / IF ON SKIN (or hair): Remove / Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water / shower. / Dispose of contents / containers in accordance with local regulation.

RU-Опасно - Легко воспламеняющийся аэрозоль. / Вызывает сильное раздражение глаз. / Может вызвать сонливость и головокружение. / Повторное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. / Беречь от тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей. - Не курить. / Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. / Герметичный контейнер: Не прокалывать и не сжигать, даже после использования. / Использовать защитные перчатки / защитную одежду / защиту глаз / лица. / Беречь от солнечных лучей. Не подвергать воздействию температуры выше 50°C / 122°F. / При попадании НА КОЖУ (или волосы): Удалить / Немедленно снять испачканную одежду. Промыть кожу водой / под душем. / Утилизировать содержимое / контейнер в соответствии с местными правилами.



Počakajte nekaj sekund, da se nanos posuši in pretvori v mat površino pred skeniranjem. / Wait a few seconds for the coating to dry and turn into a matte surface before scanning. / Перед сканированием подождите несколько секунд, пока покрытие высохнет, и превратится в матовую поверхность.



Po skeniranju lahko nanesešni sloj na površini enostavno očistite z vodo in paro. / After scanning, the sprayed surface can be cleaned easily with water and steam. / После сканирования нанесенный слой на поверхности легко очищается водой и паром.



Po potrebi lahko Sobo doze očistite z vodo ali stisnjenim zrakom. / If necessary, the nozzle can be cleaned with water or compressed air. / При необходимости насадку можно очистить водой или сжатым воздухом.



e 200 ml / мл Э

Made in Slovenia

