



Potrebno upoštevati navodila za uporabo / Consult instructions for use / Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung / Viz návod k použití / Potrebno poštivati uputstva za upotrebu



Uporabno do / Use by / Gültig bis / Použití / Upotrijebiti do



Kontrolna številka / Batch number / Seriennummer / Seriové číslo / Serijski broj



Kataloška številka / Catalogue number / Katalognummer / Katalogové číslo / Kataloški broj



Proizvajalec / Manufacturer / Hersteller / Výrobce / Proizvođač



Datum proizvodnje / Date of manufacture / Herstellungsdatum / Datum výroby / Datum proizvodnje

SLO

Vizir je osebna varovalna oprema kategorije 1 (modul A) po Uredbi 2016/425. Ščiti uporabnika pred brizganjem tekočine v oči in obraz v zobnih ordinacijah. Vizir ne ščiti oči pred kapljicami.

Vizir namestite na obraz in ga fiksirate s trakom/gumico okoli glave. Trak/gumica je nastavljiv. Za ustrezno zaščito pred kapljicami pod vizir namestite zaščitna očala in ustrezno respiratorno masko. Vizir očistite po uporabi z dezinfekcijskim sredstvom na osnovi alkohola, ki se uporablja za čiščenje površin.

Zaščitna folija se lahko menjava. Naročniška številka za folijo je REF 9773.

GB

Face Shield Transparent

REF 9766

Vizir zaščitni transparent / Face shield transparent / Gesichtsschutz transparent / Vizir zaštitni transparent / Transparentni ohranný štít / Vizir zaštitni transparent

REF 9773

Nadomestna folija / Replacement foils for safe shield / Die Folie / Nadomestna folija / Náhradní fólie do ochranného štítu / Zamenska folija

CZ

INTERDENT s.r.o.
Foerstrova 12, Strašnice
CZ-10000 Praha
T: +420/274 783 114
F: +420/274 820 130
E:interdent@interdent.cz

HR

INTERDENT d.o.o.
Vinogradski odvojak 2d
HR-10431 Sveta Nedelja
T: +385/1 3873 644
F: +385/1 38736 17
E:interdent@interdent.hr

SRB

INTERDENT d.o.o.
Zemunska 22, lok 3
RS-11070 Novi Beograd
T/F: +381/11 217 53 74
www.interdent-bg.com

SK

INTERDENT SK, s.r.o.
Ličie údolie 57
SK-84231 Bratislava
T: +421/2 5440554
F: +421/2 5440555
E:interdent@interdent.sk



INTERDENT®

EN 166 3



Proizvajalec/Producer/Hersteller
Interdent d.o.o. · SI - 3000 CELJE · Opekarniška cesta 26
T: +386 (0)3 425-62-00 · E: info@interdent.cc · www.interdent.cc

Verzija: 01-2020
Datum: 30.06.2020
Made in Slovenia

Face shield is personal protective equipment category 1 (modul A) according Regulation 2016/425. It protects user against splashing of liquid in eyes and face in dental offices. Face shield does not protect eyes against droplets.

Fix safety shield over face with headband/elastic. Headband/elastic is adjustable. Use goggles and respiratory mask under the shield for adequate protection against droplets. Clean face shield after use with disinfection agent on the alcohol base that is used for surface disinfection.

Protective foil can be replaced. Order number for replacement foil is REF 9773.

D

Gesichtsschutz ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie 1 (Modul A) nach der Verordnung 2016/425. Schützt den Benutzer davor, die Flüssigkeit in die Augen und das Gesicht in der Zahnchirurgie zu spritzen. Das Gesichtsschutz schützt die Augen nicht vor den Tröpfchen.

Befestigen Sie das Gesichtsschutz an der Fläche und legen Sie es mit einem Klebeband/Gummi um den Kopf. Der Riemen/Gummi ist verstellbar. Für einen angemessenen Schutz vor Tröpfchen unter dem Visier, befestigen Sie die Schutzbrille und die entsprechende Atemmaske. Reinigen Sie das Gesichtsschutz nach Gebrauch mit dem alkoholhaltigen Desinfektionsmittel, mit dem die Oberflächen gereinigt werden.

Die Folien kann ausgetauscht werden. Die Folie-Bestellnummer ist REF 9773.

CZ

Ochranný štít je osobní ochranný prostředek kategorie 1 (modul A) dle Nařízení EU 2016/425. Chrání oči a obličej uživatele před pocákáním tekutinou v zubní ordinaci. Ochranný štít nechrání oči před kapénkami.

Nasadte si štít na hlavu a upevněte ho pomocí pásku/gumičky. Utažení pásku/gumičky lze regulovat. Abyste byli chráněni před kapénkami, musíte mít pod štítem nasazené ochranné brýle a roušku. Po použití štít vydezinfikujte dezinfekčním činidlem na bázi alkoholu, které je určeno k dezinfekci povrchů.

Ochrannou fólii lze vyměnit. Při objednávání náhradní fólie použijte objednávací číslo REF 9773.

HR

Vizir je osobna zaštitna oprema kategorije 1(modul A) po Uredbi 2016/425. Štiti korisnika od raspršivanja tekućine u oči i na obraze u zubnim ordinacijama. Vizir ne štiti oči od kapljica.

Vizir namjestite na obraz i fiksirajte ga s trakom/gumicom oko glave. Traka/gumica je prilagodljiva. Za adekvatnu zaštitu od kapljica ispod vizira koristite zaštitne naočale i odgovarajuću respiratornu masku. Vizir očistite nakon upotrebe s dezinficijskim sredstvom na bazi alkohola, koje se upotrebljava za čišćenje površina.

Zaštitna folija se lako mjenja. Narudžbeni broj za foliju je REF 9773.

SRB

Vizir je lična oprema kategorije 1 (modul A) po Uredbi 2016/425. Štiti korisnika od prskanja tečnosti u oči i lice u stomatološkim ordinacijama . Vizir ne štiti oči od kapljica.

Vizir namestite na lice i fiksirajte ga sa trakom/gumicom oko glave. Traka za glavu je elastična i podesiva . Za adekvatnu zaštitu od kapljica ispod vizira koristite zaštitne naočare i respiratornu masku. Očistite Vizir nakon upotrebe sa dezinfekcijskim sredstvom na alkoholnoj bazi , koji se koristi za površinsku denzifikaciju.

Zaštitna folija se može menjati. Broj za poručivanje zamenske folije je REF 9773.