

Interduplicast A

Adicijsko vezan dvokomponentni silikon

z nizko viskoznostjo za izdelavo dublirnih modelov v zobnih laboratorijih.

1. kompatibilen z mavcem in fosfatnimi materiali
2. modeli se z lahkoto odstranijo
3. izredno natančna izvedba
4. visoka elastičnost

SI

Tehnične lastnosti:

| | |
|------------------------|--------------|
| mešalno razmerje | A : B 1:1 |
| viskoznost pri 23°C | 3300 mPa · s |
| čas obdelave | 4,5 min |
| čas vezave | 10 min |
| trdota (Shore -60 min) | 16 - 18 |
| elastičnost | 230% |
| linearna krčitev | < 0.02 |

Pred uporabo rahlo pretresti.

Addition-cured two component silicon

with low viscosity for duplicating models in dental laboratories.

1. compatible with stone and phosphate materials
2. models are easily removed
3. extremely precise construction
4. high elasticity

GB

Technical qualities:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Mixing ratio | A : B 1:1 |
| Viscosity - 23°C | 3300 mPa · s |
| Working time | 4,5 min |
| Setting time | 10 min |
| Resistance (Shore -60 min) | 16 - 18 |
| Elasticity | 230% |
| Linear contraction | < 0.02 |

Shake before use.

Additionsvernetzendes

Zwei-Komponenten-Silikon

zur Bearbeitung von Duplikatmodellen in Dentallabors niedrigviskos.

1. Kompatibel mit Gips und Phosphatmaterialie
2. Sanfte Modellentfernung
3. Präzise Wiedergabe
4. Hohe Elastizität

D

Technical qualities:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Mischungsverhältnis | A : B 1:1 |
| Viskosität - 23°C | 3300 mPa · s |
| Verarbeitungszeit | 4,5 min |
| Abbindezeit | 10 min |
| Shore -A Härte (60 min) | 16-18 |
| Reissdehnung | 230% |
| Lineare massänderung | < 0.02 |

Vor Gebrauch sanft schütteln.

INTERDUPLICAST Инструкции про применению:

Двухкомпонентный силикон на аддитивной основе с низкой вязкостью, предназначен для изготовления дубликатов моделей в зуботехнических лабораториях.

1. Совместимый с гипсом и фосфатными материалами.
2. Модели легко снимаются.
3. Точное исполнение
4. Высокая эластичность.

RUS

Технические свойства:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| соотношение замешивания: | A : B 1:1 |
| вязкость при 23°C | 3300 mPa · s |
| время обработки | 4,5 мин |
| время схватывания | 10 мин |
| твёрдость по (Шор - 60 мин) | 16-18 |
| эластичность | 230% |
| линейная усадка | < 0.02 |

Перед применением немного потрясти.

INTERDUPLICAST Пайдалану бойынша нұсқаулық

Стоматологиялық зертханаларда модельдер тентұсқаларын жасауға арналған төмен тұтқырлығы бар аддитивті негіздегі екі компонентті силиконы.

1. Гипс және фосфат материалдарымен үйлесімді.
2. Модельдер оңай алынып тасталады.
3. Нақты орындау
4. Жоғары серпімділігі.

KZ

Техникалық ерекшеліктері:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| араластыру сәйкестігі: | A : B 1:1 |
| 23°C жабысқақтығы | 3300 mPa · s |
| өңдеу уақыты | 4,5 мин |
| алу уақыты | 10 мин |
| (Шор -60 мин) бойынша қаттылығы | 16-18 |
| майысқақтығы | 230% |
| сызықтық отыруы | < 0.02 |

Қолдану алдында кішкене шайқау.

Samo za strokovno uporabo. / For professional use only. / Anwendung nur durch Fachpersonal.
Только для профессионального использования. / Тек кәсіби қолдануы үшін.

Interduplicast B

Adicijsko vezan dvokomponentni silikon

z nizko viskoznostjo za izdelavo dublirnih modelov v zobnih laboratorijih.

1. kompatibilen z mavcem in fosfatnimi materiali
2. modeli se z lahkoto odstranijo
3. izredno natančna izvedba
4. visoka elastičnost

SI

Tehnične lastnosti:

| | |
|------------------------|--------------|
| mešalno razmerje | A : B 1:1 |
| viskoznost pri 23°C | 3400 mPa · s |
| čas obdelave | 4,5 min |
| čas vezave | 10 min |
| trdota (Shore -60 min) | 16 - 18 |
| elastičnost | 230% |
| linearna krčitev | < 0.02 |

Pred uporabo rahlo pretresti.

Addition-cured two component silicon

with low viscosity for duplicating models in dental laboratories.

1. compatible with stone and phosphate materials
2. models are easily removed
3. extremely precise construction
4. high elasticity

GB

Technical qualities:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Mixing ratio | A : B 1:1 |
| Viscosity - 23°C | 3400 mPa · s |
| Working time | 4,5 min |
| Setting time | 10 min |
| Resistance (Shore -60 min) | 16 - 18 |
| Elasticity | 230% |
| Linear contraction | < 0.02 |

Shake before use.

Additionsvernetzendes

Zwei-Komponenten-Silikon

zur Bearbeitung von Duplikatmodellen in Dentallabors niedrigviskos.

1. Kompatibel mit Gips und Phosphatmaterialie
2. Sanfte Modellentfernung
3. Präzise Wiedergabe
4. Hohe Elastizität

D

Technical qualities:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Mischungsverhältnis | A : B 1:1 |
| Viskosität - 23°C | 3400 mPa · s |
| Verarbeitungszeit | 4,5 min |
| Abbindezeit | 10 min |
| Shore -A Härte (60 min) | 16-18 |
| Reissdehnung | 230% |
| Lineare massänderung | < 0.02 |

Vor Gebrauch sanft schütteln.

INTERDUPLICAST Инструкции про применению:

Двухкомпонентный силикон на аддитивной основе с низкой вязкостью, предназначен для изготовления дубликатов моделей в зуботехнических лабораториях.

1. Совместимый с гипсом и фосфатными материалами.
2. Модели легко снимаются.
3. Точное исполнение
4. Высокая эластичность.

RUS

Технические свойства:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| соотношение замешивания: | A : B 1:1 |
| вязкость при 23°C | 3400 mPa · s |
| время обработки | 4,5 мин |
| время схватывания | 10 мин |
| твёрдость по (Шор - 60 мин) | 16-18 |
| эластичность | 230% |
| линейная усадка | < 0.02 |

Перед применением немного потрясти.

INTERDUPLICAST Пайдалану бойынша нұсқаулық

Стоматологиялық зертханаларда модельдер тәуләсқаларын жасауға арналған төмен тұтқырлығы бар аддитивті негіздегі екі компонентті силиконы.

1. Гипс және фосфат материалдарымен үйлесімді.
2. Модельдер оңай алынып тасталады.
3. Нақты орындау
4. Жоғары серпімділігі.

KZ

Техникалық ерекшеліктері:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| араластыру сәйкестігі: | A : B 1:1 |
| 23°C жабысқақтығы | 3400 mPa · s |
| өңдеу уақыты | 4,5 мин |
| алу уақыты | 10 мин |
| (Шор -60 мин) бойынша қаттылығы | 16-18 |
| майысқақтығы | 230% |
| сызықтық отыруы | < 0.02 |

Қолдану алдында кішкене шайқау.

Samo za strokovno uporabo. / For professional use only. / Anwendung nur durch Fachpersonal.
Только для профессионального использования. / Тек кәсіби қолдануы үшін.